

SECAGEM E OBTURAÇÃO

Papel e pontas de gutta-percha **HyFlex™**

As consagradas linhas de limas NiTi HyFlex CM e HyFlex EDM incluem papel e pontas de gutta-percha, que combinam na perfeição, para facilitar um processo de tratamento ideal.

O papel e as pontas de gutta-percha HyFlex combinam na perfeição com as limas HyFlex CM e HyFlex EDM contribuindo, assim, para o melhor resultado possível de tratamento. Correspondem aos respetivos tamanhos e têm a conicidade perfeita para secar e obturar canais radiculares previamente preparados com limas HyFlex da forma mais precisa e rápida possível.

O tamanho da ponta pode ser facilmente identificado pela codificação de cor no topo, ao mesmo tempo que os ≥ 28 mm de comprimento permitem que as pontas sejam inseridas até ao comprimento de trabalho.

As pontas estão disponíveis em sortidos especiais ou como tamanhos individuais.



- Encaixe preciso
- Codificação por cor
- A mais elevada qualidade




Informação para encomendas

HyFlex CM		
Tamanho/Conicidade	Pontas de papel 100 unid.	Pontas de gutta-percha 60 unid.
15/04	60022671	-
20/04	60022672	60022689
25/04	60022673	60022690
30/04	60022674	60022691
35/04	60022675	60022692
40/04	60022676	60022693
45/04	60022677	60022694
50/04	60022678	60022695
60/04	60022679	60022696
Sortido 20-45 /04	60022680	60022703
20/06	60022682	60022697
25/06	60022683	60022698
30/06	60022684	60022699
35/06	60022685	60022700
40/06	60022686	60022701
45/06	60022687	60022702
Sortido 20-45 /06	60022688	60022704

HyFlex EDM		
Tamanho/Conicidade	Pontas de papel 100 unid.	Pontas de gutta-percha 60 unid.
20/05	60022742	60022706
OneFile 25/~	60022743	60022707
40/04	60022676	60022708
50/03	60022741	60022709
60/02	60022740	60022710
Sortido 20/05 - 60/02	60022744	60022705



© COLTENE – www.coltene.com



COLTENE Iberia S.L.U.
c/Doctor Fleming, 3 - Bajo A
28220 Majadahonda, Madrid/Espanha
T +34 91 63 86 492
F +34 91 63 86 279
info.ib@coltene.com

Coltène/Whaledent GmbH + Co. KG
Raiffeisenstraße 30
89129 Langenau/Germany
T +49 7345 805 0
F +49 7345 805 201
info.de@coltene.com

Coltène/Whaledent Inc.
235 Ascot Parkway
Cuyahoga Falls, Ohio 44223/EUA
T +1 330 916 8800
F +1 330 916 7077
info.us@coltene.com

COLTENE